

**АПРОБАЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ»)**

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ комплектует материалы:

***Обращаем внимание, что на каждый поток (10.00 и 14.00)
материалы комплектуются и упаковываются отдельно.***

1. Комплектация документации ППЭ:

В скоросшиватель (папку) подшить в указанном порядке. В скоросшиватель подшивается титульный лист, на котором должна быть отражена следующая информация: дата проведения апробации, номер потока, время экзамена, код ППЭ, наименование ППЭ, список всех вложенных форм:

форма ППЭ-13-03-У «Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ»;

форма ППЭ-13-01-У «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»;

форма ППЭ-14-01-У «Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»

ППЭ-01-01-У «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме»

формы ППЭ-07-01-У «Список работников ППЭ»;

форма ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»;

форма ППЭ-05-03-У «Ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории проведения»;

форма ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников ЕГЭ»;

форма ППЭ-10 «Отчет члена ГЭК о проведении ЕГЭ в ППЭ»;

служебные записки

формы ППЭ 05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»;

Формы, которые остаются на хранение в ППЭ (хранение до 10 апреля 2017 года):

формы ППЭ 06-01-У «Список участников ЕГЭ образовательного учреждения»;

формы ППЭ 06-02 «Список участников ЕГЭ в ППЭ по алфавиту»

форма ППЭ-16 «Расшифровка кодов ОО».

2. Комплектация экзаменационных материалов:

возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации участников ЕГЭ;

секьюрпак с флеш-носителем с записями ответов участников и сопроводительная ведомость и протокол к флеш-носителю;

секьюрпаки с использованными дисками и конвертами индивидуальных комплектов участников апробации (*На секьюрпаке должна быть отражена следующая информация: предмет, дата проведения апробации, номер потока, время апробации, код ППЭ, номер аудитории*). Секьюрпаки формируются в каждой аудитории.

секьюрпаки с некомплектными, испорченными экзаменационными материалами или экзаменационными материалами с нарушенной упаковкой *Секьюрпак формируется один от ППЭ*;

неиспользованные доставочные пакеты с индивидуальными комплектами (по 5 шт.);

неиспользованные индивидуальные комплекты.

3. Упаковка материалов ППЭ

В ПАКЕТЫ (белые) упаковываются все материалы каждого потока:

скоросшиватель с формами ППЭ;

возвратные доставочные пакеты с бланками участников ЕГЭ

секьюрпак с флеш-носителем с записями ответов участников и сопроводительная ведомость к флеш-носителю;

секьюрпаки с использованными дисками и конвертами индивидуальных комплектов участников апробации (*На секьюрпаке должна быть отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, код ППЭ, номер аудитории*) – по количеству аудиторий проведения;

секьюрпаки с некомплектными, испорченными экзаменационными материалами или экзаменационными материалами с нарушенной упаковкой – *один от ППЭ*.

неиспользованные доставочные пакеты с индивидуальными комплектами (по 5 шт.);

неиспользованные индивидуальные комплекты.

От каждого ППЭ должно быть сформировано 2 белых пакета с материалами

Материалы апробации передаются членом ГЭК 25 марта 2017 года в РЦОИ

По адресам: г. Москва, Зеленоград, к. 411-а;

г. Москва, Семеновская площадь, д. 4;

г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д.47.